



Guia Rápido de Uso

Sonda Vesical Hidrofílica

VILAR CATH[®]

Revisão 0.5
Set/2023

Conteúdo

Descrição	1
Indicações	1
Instruções	1
Contra-indicações	2
Advertências	2
Arm. / Transporte	2

Descrição:

A sonda vesical hidrofílica VILAR CATH[®] é um cateter hidrofílico para a realização do cateterismo vesical intermitente limpo (CIL) em indivíduos com lesão medular e bexiga neurogênica. A sonda vesical hidrofílica VILAR CATH[®] é um artigo médico estéril e de uso único, sendo destinada para gestão de via uretral de pacientes que necessitem de cateterização para esvaziamento vesical, objetivando drenagem urinária. É fabricada em silicone grau médico e incorpora as seguintes características:

- Sonda 100% constituída de silicone grau médico;

- Hipoalergênica e biocompatível;
- Possui dois discos, sendo um fixo (responsável pela oclusão e aderência da sonda ao colo vesical) e outro móvel (responsável pela oclusão uretral);
- A extremidade proximal possui orifícios específicos para drenagem de urina;
- A extremidade distal possui conector de 6,5 mm com tampa em conformidade com as regras;
- Acompanha mandril (Introdutor) com tamanho específico ao comprimento da sonda que possibilita sua introdução.

Indicações:

A sonda vesical hidrofílica VILAR CATH[®] deve ser utilizada em pacientes portadores de patologias do trato urinário que necessitem de cateterização para esvaziamento vesical de forma atraumática e a longo prazo.

Nos pacientes do sexo feminino, a sonda pode ser introduzida através do meato uretral, devendo esta mesma sonda ficar em utilização pela paciente com duração máxima de 30 dias e/ou conforme critério médico.

Instruções:

- 1-A integridade da sonda e a fixação do conector, tampa e disco fixo devem ser verificados antes da inserção;
- 2-Realize a lubrificação do lúmen da sonda, assim como da porção superior da mesma, com LIDOCAÍNA GEL[®];
- 3-Insira firmemente o “mandril (introdutor)” no interior da sonda;
- 4-Deslize completamente o disco móvel para realizar a introdução da sonda na

- paciente;
- 5-Verifique, após a introdução da sonda, se a mesma foi bem acoplada ao colo vesical, diante da percepção tátil através de um tracionamento em direção externa ao colo da bexiga;
- 6-Finalize com a reposicionamento do disco móvel, ajustando-o ao óstio externo da uretra.



(cont. na pág. 2)

Contra-indicações:

A utilização deste produto está contra-indicada em pacientes com sensibilidades e alergias aos seus componentes das quais se tenha conhecimento.

Sua manipulação é destinada à equipe médica e de enfermagem devidamente treinadas.

Advertências:

1 -Não utilize materiais perfurocortantes durante a introdução da sonda;
2 -Deve ser verificada a segurança do conector da sonda;
3 -Deve-se lubrificar adequadamente a uretra da paciente objetivando minimizar o atrito e o possível dano na mucosa uretral;
4 -Deve-se assegurar a livre passagem do fluido pelo lúmen da sonda, através do uso de soro fisiológico;

5 -Se necessário, a uretra pode ser dilatada até 26 ou 28Fr para facilitar a introdução da sonda;
6 -Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
7 -Não reesterilizar;
8 -Não utilizar se a paciente estiver com processo infeccioso;
9 -Não utilizar a sonda logo após um procedimento cirúrgico urológico ou ginecológico.

Transporte e Armazenamento:

O produto pode ser transportado e armazenado na sua caixa de transporte externa sob condições normais de estoque. Não deve ser

armazenado onde possa estar sujeito a ser molhado ou sujo. Evitar congelamento ou calor excessivo.

Esterilizado a óxido de etileno

PRODUTO DE USO ÚNICO

DESTRUIR APÓS O USO

Fabricado e Distribuído por:
Medcenter Comercio e Assistência Técnica Ltda..
Rua Miguel Couto, 408 - Aldeia
54786-340 - Camaragibe - PE
Fone: (81) 98708-2705
CNPJ: 06.805.845/0001-30
Responsável Técnica:
Pedro Paulo Simões da Silva CRA-PE: 20-16849
Registro ANVISA: 80687440001

The logo for Vilar Cath features the brand name in a stylized, cursive pink font. A small, detailed illustration of a catheter is integrated into the letter 'h' of 'Cath'.

Site: www.vilarcath.com.br
e-mail: contato@vilarcath.com.br